


# X SERIES® ADVANCED

Tecnologia revolucionária no novo monitor/desfibrilador da ZOLL



O novo monitor/desfibrilador X Series® Advanced da ZOLL ajuda os profissionais a cuidarem dos pacientes com mais eficiência do que nunca. O X Series Advanced proporciona os dados clínicos de que as equipes de APH precisam para melhorar seus resultados.



## Real BVM Help™ e TBI Dashboard™

Com uma tecnologia inovadora e exclusiva da ZOLL®, o X Series Advanced soluciona alguns dos principais desafios que os provedores enfrentam em ambientes pré-hospitalares e hospitalares.



### Real BVM Help – Feedback em tempo real da ventilação manual

Com o Real BVM Help no X Series Advanced, o socorrista pode visualizar o volume corrente e a frequência respiratória diretamente no monitor. Esse feedback em tempo real orienta o usuário a realizar uma ventilação de alta qualidade de uma maneira nunca antes possível.

O Real BVM Help no ZOLL X Series Advanced proporciona ao socorrista:

- Volume-alvo e volume entregue de ventilação e frequência respiratória em cada ciclo
- Indicador de qualidade de ventilação e cronômetro de contagem regressiva



### TBI Dashboard: dados cruciais quando mais importa


Pacientes com traumatismo crânioencefálico (TCE) apresentam desafios especiais. O tratamento precoce é essencial para minimizar a ocorrência comum de lesão secundária.<sup>1</sup>

O TBI Dashboard no monitor/desfibrilador X Series Advanced da ZOLL dá informações sobre a tendência dos parâmetros mais importantes para o paciente com TCE, permitindo ao profissional detectar rapidamente uma possível deterioração do paciente.

<sup>1</sup>Spaite DW, et al. *Acad Emerg Med.* 2014;21:7:818-830.



## Atenda suas necessidades de telemedicina com **RescueNet® Live** no X Series Advanced

Com o RescueNet Live, os médicos podem acessar remotamente os dados registrados no X Series Advanced. Esta solução de telessaúde da ZOLL ajuda a tomar decisões com eficiência, permitindo que os profissionais de APH satisfaçam suas necessidades de telessaúde.



## **Real BVM Help** tem integração com as tecnologias de **Real CPR Help®**

Para o paciente em parada cardíaca, o monitor/desfibrilador X Series Advanced conta com Real CPR Help e Real BVM Help, proporcionando feedback simultâneo em tempo real sobre a qualidade tanto das compressões como da ventilação. Quando usado com os eletrodos para adultos ZOLL CPR, o X Series Advanced exibe o Real BVM Help Dashboard ao lado do Real CPR Help Dashboard.



## Melhore o desempenho do seu sistema com o **RescueNet CaseReview**

O RescueNet CaseReview permite aos usuários visualizar dados do X Series Advanced após a ocorrência, permitindo garantia e melhoria da qualidade mais eficazes. Os dados disponíveis no CaseReview incluem desempenho da ventilação (Real BVM Help), desempenho da RCP (Real CPR Help) e reconhecimento e integração automáticos do desempenho com o dispositivo de RCP automatizada da ZOLL, o AutoPulse® Resuscitation System.

**X Series Advanced:** tecnologia revolucionária no novo monitor/desfibrilador da ZOLL.

Para mais informações, visite [zoll.com/xseriesadvanced](http://zoll.com/xseriesadvanced)