

# SSCOR S-SCORT III



## Aspirador de Secreções Robusto e Portátil

O S-SCORT® III é o líder em ambientes de emergência! Ele fornece toda a potência e versatilidade necessárias para limpar uma via aérea de forma rápida e eficaz, pesa apenas 3kg e possui baixo custo de manutenção.

O S-SCORT III está alojado em uma bolsa com interior de espuma rígida e leve, projetada para atender às necessidades mais exigentes dos serviços emergência mais ativos.

É simples, robusto, poderoso, rápido e fácil de usar, e é muito econômico a curto e longo prazo; baixo custo de compra e baixo custo de manutenção.



Model # 74000

Informação completa em [www.sscor.com](http://www.sscor.com)

O **S-SCORT® III** é enviado "pronto para uso", e a bolsa embutida acomoda tubos de paciente, cateteres e outros suprimentos.

Alimentado por uma bateria de ácido de chumbo selada, que é mantida por um carregador CA/CC ou por cabo de alimentação CC.

**S-SCORT® III**

O **S-SCORT III** fornece fluxo de ar clínico > 30 LPM e o vácuo é regulado por um regulador de duas posições, permitindo que o operador escolha entre potência total (> 525mmHg) e potência reduzida (120mmHg +/- 15%) para procedimentos de sucção endotraqueal e pediátrica.

#### Características:

- Dispositivo de sucção portátil, leve e robusto
- Bolsa de nylon revestida de vinil com estrutura em espuma rígida
- Baixo custo de manutenção
- Alimentado por bateria de ácido de chumbo selada recarregável
- Fluxo de ar clínico >30 LPM
- Duas posições do regulador permite uma seleção de vácuo >525mmHg ou 120mmHg +/- 15%
- Opção de frasco com 1.200ml descartável ou reutilizável



#### Especificações:

Desempenho:	Fluxo de ar clínico >30 lpm, >525mmHg de vácuo
Dimensões:	20,3cm A x 17,8cm P x 27,9cm L)
Peso:	3,18Kg
Alimentação:	Bateria interna ou cabo de CC ligado ao veículo
Autonomia da bateria:	45 minutos quando totalmente carregada
Carregador:	Carregador automático de 100~240Vca para 12Vcc
Chassi:	Em espuma rígida com tecido em vinil para fácil limpeza
Regulador:	Duas posições



#### Itens padrão inclusos com o produto:

Carregador, cabo de alimentação CC, frasco c/ 1.200ml, tubo de 1,8m, ponta de sucção Hi-D® e guia rápido.

**SSCOR**

11064 Randall Street  
Sun Valley, CA 91352 + 1 818-504-4054  
[www.sscor.com](http://www.sscor.com) Email [sales@sscor.com](mailto:sales@sscor.com) [shop.sscor.com](http://shop.sscor.com)  
LIT 74000 Rev B